



樂斯科生物科技股份有限公司

實驗動物研究中心

檢測技術服務申請表

訂單編號	(由實驗室填寫)	申請日期	
客戶名稱		聯絡人員	
發票抬頭		統一編號	
聯絡資訊		送件日期	(預計送達日期)
客戶地址			
檢體來源	☐ 小鼠 ☐ 大鼠 ☐ 其他：	備註 (檢體編號)	(檢體其他資訊)
檢體種類	☐ 尾部組織 ☐ 耳朵組織 ☐ 全血 ☐ 血清 ☐ 其他：		
檢體數量			
檢體餘樣處理方式	☐ 結案後隨報告寄回客戶 ☐ 結案後銷毀 ☐ 其他：		

服務項目

※病毒血清學檢測：

小鼠	☐ EXTRO ☐ ECUN ☐ TEMV(GDVII) ☐ HTN(HANT) ☐ K Viris ☐ LCMV ☐ MAV ☐ MCMV ☐ MHV ☐ MPUL ☐ MPV ☐ MVM ☐ PARV/NS-1 ☐ POLY ☐ PVM ☐ REO ☐ SEND ☐ ROTA(EDIM)
大鼠	☐ H-1 ☐ ECUN ☐ KRV ☐ HTN(HANT) ☐ MPUL ☐ LCMV ☐ MAV ☐ PVM ☐ PCAR ☐ REO ☐ RMV ☐ RPV ☐ RTV(GDVII) ☐ PARV/NS-1 ☐ SDAV ☐ SEND

※基因型鑑定：

☐ DNA 核酸萃取純化 ☐ PCR 與膠體電泳
--

※流式細胞儀服務：

☐ 樣本前處理 ☐ 上樣及分析 ★試驗操作細項請翻至第二頁勾選填寫
--

確認實驗室能力與資源

☐ 確認本實驗室提供之服務已符合客戶需求

檢體保存方式

運送端填寫(客戶)	接收端填寫(實驗室)	※異常備註：
☐ 室溫 ☐ 冷藏 (3~7℃保存 24 小時) ☐ 冷凍 (-20±5℃保存 2 週) ☐ 冷凍 (-50±5℃保存 3 個月) ☐ 冷凍 (-80±10℃保存 6 個月) 寄件者簽名：	☐ 室溫 ☐ 冷藏 (3~7℃保存 24 小時) ☐ 冷凍 (-20±5℃保存 2 週) ☐ 冷凍 (-50±5℃保存 3 個月) ☐ 冷凍 (-80±10℃保存 6 個月) 收件者簽名：	

※本實驗室與顧客業務、財務部門作業獨立，故不致有因公司商業及其他業務行為影響本實驗室之檢測結果。※本實驗室對實驗室活動的公正性負責，且不應允許商業、財務或其他壓力危害到公正性。※本實驗室人員秉持客觀獨立原則進行檢測。

※本實驗室之工作均以事實和檢測結果為依據，報告不受任何行政、財務及其他因素的干擾和影響，保持獨立性。※本實驗室確保全體人員的作業和結果，不與任何利益相關，亦不受任何行政干預或其它來自內外部的不當壓力和影響，防止商業、財務或其他壓力危害到公正性。※本實驗室透過持續內部稽核、管理階層審查及風險管理流程，確保遵守本公正性政策。※本實驗室持續鑑別危害公正性的風險，並將此類風險消除或減至最小。※免責聲明：本實驗室只對所接收的檢體提供相關技術服務，不提供額外之保證及解釋說明，包括檢體保存方式、檢體福馬林固定與否、檢體運送條件適當性以及檢體所做之實驗。

實驗室主管	客戶確認
-------	------

表單編號：R-I-XX-XXXX	表單制定：林信宏	表單核准：蔡寧遠	表單發行：蔡軒昂
表單版次：1.0	修訂日期：2025/08/21	發行日期：2025/08/30	頁次：第1頁，共2頁

樂斯科生物科技股份有限公司

實驗動物研究中心

流式細胞儀操作細項與細胞特性簡述

前處理步驟簡述				
欲分析細胞之特性	種類 (type): ☐ Granulocytes ☐ Lymphocytes ☐ Monocytes ☐ Adherent cells ☐ 其他_____ 大小 (size): ☐ $<1\mu\text{m}$ ☐ $1-10\mu\text{m}$ ☐ $10-30\mu\text{m}$ ☐ $>30\mu\text{m}$ (____μm) 靜置狀態下是否容易聚集(aggregate)? ☐ 是 ☐ 否 ☐ 其他_____ 細胞是否易於黏貼管壁? ☐ 是 ☐ 否 ☐ 其他_____ 是否有存活率染色? ☐ 是 ☐ 否 (僅代上機須填寫) 是否 已過濾處理? ☐ 是 ☐ 否 (僅代上機須填寫) 你的樣本形成飛沫後是否對人體有潛在危險? ☐ 是 (請提供相關資料) ☐ 否			
欲分析細胞之染色與狀態	☐ 單色螢光	FL1:		
	☐ 雙色螢光	FL1:	FL2:	
	☐ 多重螢光	FL1:	FL2:	FL3:
		FL4:	FL5:	FL6:
	樣品狀態: ☐ 活細胞 ☐ 已固定細胞 ☐ 其他_____			
欲使用之雷射波長	☐ 488nm ☐ 638nm			
樣品數	_____管			